

Gesamt-Thrombusbildung

T-TAS®01

für den professionellen Einsatz

Anzeige-Handbuch

- Deutsch -



Dieses Anzeige-Handbuch ist ein erläuterndes Material für die Sprache, die auf dem Bildschirm des Systems zur Analyse einer Gesamt-Thrombusbildung T-TAS[®]01 angezeigt wird. Bitte bewahren Sie das Handbuch zum Nachschlagen an einem leicht zugänglichen Ort auf.

T-TAS01 Instrument

Inhalt

1.	Hinweise und Geltungsbereich dieses Handbuchs4				
1.	1.1. Bevor Sie dieses Handbuch lesen				
1	.2.	Auf dieses Handbuch anwendbare Softwareversion	. 4		
2.	Anr	neldebildschirm	. 5		
3.	Hor	ne-Bildschirm	. 6		
4.	Mes	smenübildschirm	. 7		
5.	Mes	sbildschirm	. 7		
5	.1.	Messbildschirm	. 8		
5	.2.	Betriebshinweis-Bildschirm	12		
6.	Dat	enanzeigebildschirm	17		
7.	Wai	tungsbildschirm	19		
8.	23. Fehlermeldungen				
9.	J. Zu sichernde Messergebnisse				
10.	А	nhang	27		
10	0.1.	Revisionsverlauf des Anzeige-Handbuchs	27		

1. Hinweise und Geltungsbereich dieses Handbuchs

1.1. Bevor Sie dieses Handbuch lesen

Dieses Anzeige-Handbuch ist ein erläuterndes Material zum Verständnis der Bildschirmanzeige für die Verwendung des Systems zur Analyse einer Gesamt-Thrombusbildung T-TAS[®]01. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch und dieses Handbuch sorgfältig durch, um das Instrument angemessen zu verwenden.

Bitte beachten Sie, dass je nach Art der gelieferten Chips und der Einstellung des verwendeten Instruments AR Chip und/oder HD Chip möglicherweise nicht auf dem Bildschirm angezeigt werden.

1.2. Auf dieses Handbuch anwendbare Softwareversion

Die Softwareversion, die Gegenstand dieses Handbuchs ist, ist unten aufgeführt.

■ Softwareversion

• 1.0.2.13

2. Anmeldebildschirm

Die Sprache auf dem "Sign-in"-Bildschirm, die in der folgenden Abbildung durch Pfeile mit Zahlen angezeigt wird, ist in der Übersetzungstabelle (Tabelle: 2.1) angegeben.



Nr.	Beschreibung auf dem Bildschirm	Beschreibung in übersetzter Sprache
1	ZACROS	ZACROS
2	T-TAS 01	T-TAS 01
3	Total thrombus formation Analysis	System zur Analyse einer
	System	Gesamt-Thrombusbildung
4	TM&©FUJIMORI KOGYO CO.,LTD.	TM&©FUJIMORI KOGYO CO.,LTD.
5	All Rights Reserved.	Alle Rechte vorbehalten.
6	Zacros	Zacros
7	Operator	Bediener
8	Supervisor	Aufsichtsperson
9	T-TAS Service	T-TAS-Dienst
10	"Password" or "Sign in"	"Passwort" oder "Anmelden"
11	The password is incorrect. Try	Das Passwort ist falsch. Versuchen Sie es
	again.	erneut.
12	Reset password.	Passwort zurücksetzen.
13	"Shut down" or "Restart"	"Herunterfahren" oder "Neu starten"

Tabelle: 2.1

3. Home-Bildschirm

Die Sprache auf dem "Home"-Bildschirm, die in der folgenden Abbildung durch Pfeile mit Zahlen angezeigt wird, ist in der Übersetzungstabelle (Tabelle: 3.1) angegeben.



Abbildung: 3.1

Nr.	Beschreibung auf dem Bildschirm	Beschreibung in übersetzter Sprache
1	Please choose one from this menu.	Bitte wählen Sie aus diesem Menü eines aus.
2	Measure	Messen
3	Data	Daten
4	Maintenance	Wartung
5	"Quit" or "Sign Out"	"Beenden" oder "Abmelden"
6	Version X.X.X.X ¹⁾	Version XXXX ¹⁾
7	FW Version X.XX.XX ¹⁾	FW-Version X.XX.XX ¹⁾
8	 Please do the following steps today, after all measurements are complete; 1. Dispose of collected oil in Waste Tube and waste Tray. 2. Put CH1 and CH2 nozzles in the Waste Tubes. 3. Add oil to the oil Bottle. 4. Backup Today's results to a USB flash drive. 	 Bitte führen Sie die folgenden Schritte noch heute aus, nachdem alle Messungen abgeschlossen sind; 1. Entsorgen Sie gesammeltes Öl im Abfallrohr und im Abfallbehälter. 2. Stecken Sie die CH1- und CH2-Düsen in die Abfallrohre. 3. Fügen Sie Öl in die Ölflasche hinzu. 4. Sichern Sie die heutigen Ergebnisse auf einem USB-Flash-Laufwerk.
9	[Error Message] ²⁾	

Tabelle: 3.1

1) Die betreffende numerische Informationen wird anstelle von "X" angezeigt.

2) Die betreffende Fehlermeldung wird in entsprechenden Klammern angezeigt. Siehe Kapitel 8 für Fehlermeldungen.

4. Messmenübildschirm

Die Sprache auf dem "Measurement menu"-Bildschirm, die in der folgenden Abbildung durch Pfeile mit Zahlen angezeigt wird, ist in der Übersetzungstabelle (Tabelle: 4.1) angegeben.



	Tabelle: 4.1				
Nr.	Beschreibung auf dem	Beschreibung in übersetzter Sprache			
	Bildschirm				
1	Measure	Messen			
2	" <i>Blank</i> (Operator)" or	"Leer (Bediener)" oder "Aufsichtsperson"			
	"Supervisor"				
3	Please choose one from this	Bitte wählen Sie einen dieser Chips aus.			
	chips.				
4	PL chip	PL chip			
5	AR chip	AR chip			
6	HD chip	HD chip			
7	RUO	RUO			
8	HOME	HOME			
9	Back	Zurück			

5. Messbildschirm

5.1. Messbildschirm

Die Sprache auf dem "Measurement"-Bildschirm, die in der folgenden Abbildung durch Pfeile mit Zahlen angezeigt wird, ist in der Übersetzungstabelle (Tabelle: 5.1-1) angegeben. Bitte beachten Sie, dass die Anzeige auf dem "Measurement"-Bildschirm je nach Betriebsstatus unterschiedlich sein kann.







Measure	PL Chip			→Data	
CH1 Process Left Path		Enter Specimen Information	CH2 Process Left Path	Enter Specimen Information	Abbildung:
	2	Connect a new Reservoir to Nozzle and put it on the Nozzle Holder. Inject a sample into the Reservoir, place the cap, and remove the overflow- cap. Connect the reservoir to the Left path.	2	Connect a new Reservoir to Nozzle and put it on the Nozzle Holder. Inject a sample into the Reservoir, place the cap, and remove the overflow- cap. Connect the reservoir to the Left path.	5.1-4
		Start X Cancel	29	Start Cancel	
60.0		OPID bbb	60.0	OPID bbb	
48.0		PID operator	48.0	PID operator	
36.0		Comment cht	36.0	Comment ch2	
24.0		Result AUC :	24.0	Result AUC :	
12.0		Start Time	12.0	Start Time	
		Reference		Reference	
00:00 02:00 04:00 08:0	0 08:00 10:00	Base kPa	00.00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00	Sese kPa	
Temp 38.0 Degree C			Temp 38.0 Degree C		
🔀 ZACROS 🟒	T-TAS 01	Version 1.0.0.4 FW Version 1.00.04		19/2/2017 8:54:57 AM	





	Tabelle: 5.1-1			
Nr.	Beschreibung auf dem	Beschreibung in übersetzter Sprache		
	Bildschirm			
1	"PL Chip", "AR Chip" or "HD Chip"	"PL Chip", "AR Chip" oder "HD Chip"		
2	CH1 Process (Left Path or Right	CH1-Prozess (linker Pfad oder rechter Pfad)		
_	Path)			
3	CH2 Process (Left Path or Right Path)	CH2-Prozess (linker Pfad oder rechter Pfad)		
4	Specimen Information	Probeninformationen		
5	"[PL, AR or HD Navigation	"[PL, AR or HD-Navigationsmeldung]" oder		
	Message]" or "[Error Message]"	"[Fehlermeldung]" ¹⁾		
6	OPID	(Betriebs-ID)		
7	SID	(Proben-ID)		
8	PID	(Patienten-ID)		
9	Comment	Kommentar		
10	Result	Ergebnis		
11	"AUC" or "OT"	"AUC" oder "OT"		
12	Start Time	Startzeit		
13	Reference	Referenz		
14	Base	Basis		
15	kPa	kPa		
16	"Temp XX.X Degree C, Waiting	"Temp XX.X Grad C, Warten auf		
	for stabilization, Too low	Stabilisierung, Temperatur zu niedrig" oder		
	temperature" or "Too high	",Temperatur zu hoch" ²⁾		
	temperature" ²⁾			
17	Back	Zurück		
18	HOME	HOME		
19	Heating	Erwärmung		
20	Enter Specimen Information	Geben Sie die Probeninformationen ein		
21	Data	Daten		
22	Test No.	Test-Nr.		
23	Operation ID	Betriebs-ID		
24	Patient ID	Patienten-ID		
25	Sample ID	Proben-ID		
26	Sampling Date Time	Datum und Uhrzeit der Probenahme		
27	Lot No.	Los-Nr.		
28	Comment	Kommentar		
29	[Navigation Button] ³⁾	[Navigationsschaltfläche] ³⁾		
30	Pressure XX.X kPa ²⁾	Druck XX,X kPa ²⁾		
31	[Sub Message] ⁴⁾	[Sub-Meldung] ⁴⁾		
32	RUO	RUO		

1) Der betreffende Bedienungshinweis oder die Fehlermeldung wird in entsprechenden Klammern angezeigt. Siehe Tabelle: 5.2-1 für Bedienungshinweise und Kapitel 8 für Fehlermeldungen.

2) Die betreffende numerische Informationen wird anstelle von "X" angezeigt.

- 3) Die betreffende Navigationsschaltfläche wird in entsprechenden Klammern angezeigt. Siehe Tabelle: 5.1-2 für die Anzeige der Navigationsschaltfläche.
- 4) Die betreffende Meldung wird in entsprechenden Klammern angezeigt. Siehe Tabelle: 5.1-3 für diese Meldungen.

	Tabelle: 5.1-2				
Nr.	Beschreibung auf dem	Beschreibung in übersetzter Sprache			
	Bildschirm				
1	Please input specimen info.	Bitte geben Sie die Probendaten ein.			
2	Remove chip	Chip entfernen			
3	Please input registered ID	Bitte geben Sie die registrierte ID ein			
4	Please input Patient ID	Bitte geben Sie die Patienten-ID ein			
5	Please input a valid date	Bitte geben Sie ein gültiges Datum ein			
6	Contact Technical Support	Wenden Sie sich an den technischen Support			

-	
labelle:	5.1-3

Nr.	Beschreibung auf dem Bildschirm	Beschreibung in übersetzter Sprache
1	ОК	ОК
2	Start	Start
3	Cancel	Abbrechen
4	No	Nein
5	Yes	Ja
6	Same Patient ID	Gleiche Patienten-ID
7	Stop	Stoppen

5.2. Betriebshinweis-Bildschirm

Jeder auf dem "Measurement"-Bildschirm angezeigte Bedienungshinweis wird in der Übersetzungstabelle (Tabelle: 5.2-1) angegeben.

Nr.	Kanal	Beschreibung auf dem Bildschirm	Beschreibung in übersetzter Sprache
CH1-1	CH1	Put the nozzle in the waste tube. Waiting for T-TAS device to complete Auto System Checking.	Stecken Sie die Düse in das Abfallrohr. Warten, bis das T-TAS-Gerät die automatische Systemprüfung abgeschlossen hat.
CH1-2	CH1	Put the nozzle in the waste tube. Waiting for T-TAS device to initialize.	Stecken Sie die Düse in das Abfallrohr. Warten auf Initialisierung des T-TAS-Geräts.
CH1-3	CH1	Insert chip into CH1	Chip in CH1 einsetzen
CH1-4	CH1	Heating	Erwärmung
CH1-5	CH1	Connect a new Reservoir to Nozzle and put it on the Nozzle Holder. Inject a sample into the Reservoir, place the cap, and remove the overflow-cap. Connect the reservoir to the Left path.	Schließen Sie ein neues Reservoir an die Düse an und setzen Sie ihn auf den Düsenhalter. Injizieren Sie eine Probe in das Reservoir, setzen Sie die cap auf und entfernen Sie die Overflow-cap. Verbinden Sie das reservoir mit dem linken Pfad.
CH1-6	CH1	Measuring at left path	Messung am linken Pfad
CH1-7	CH1	Left path measurement completed	Linken Pfadmessung abgeschlossen
CH1-8	CH1	Remove the reservoir from the chip. Detach the nozzle from the reservoir and put it in the waste tube.	Entfernen Sie das reservoir vom Chip. Lösen Sie die Düse vom reservoir und stecken Sie sie in das Abfallrohr.
CH1-9	CH1	Put the nozzle in the waste tube. Waiting for T-TAS device to initialize.	Stecken Sie die Düse in das Abfallrohr. Warten auf Initialisierung des T-TAS-Geräts.
CH1-10	CH1	Connect a new Reservoir to Nozzle and put it on the Nozzle Holder. Inject a sample into the Reservoir¥c place the cap¥c and	Schließen Sie ein neues Reservoir an die Düse an und setzen Sie ihn auf den Düsenhalter. Injizieren Sie eine Probe in das Reservoir¥c setzen Sie die Cap auf¥c und entfernen Sie die Overflow-cap. Verbinden Sie das

Taballa	
labelle.	5.2-1

		remove the	reservoir mit dem rechten Pfad.
		overflow-cap. Connect	
		the reservoir to the	
		Right path.	
CH1-11	CH1	Measuring at right path	Messen am rechten Pfad
CH1-12	CH1	Right path	Rechten Pfadmessung abgeschlossen.
		measurement	
		completed.	
CH1-13	CH1	Remove the reservoir	Entfernen Sie das reservoir vom Chip.
		from the chip.	Lösen Sie die Düse vom reservoir und
		Detach the nozzle from	stecken Sie sie in das Abfallrohr.
		the reservoir and put it	
		in the waste tube.	
CH1-14	CH1	Do you really want to	Möchten Sie die Messung wirklich
		cancel the	abbrechen?
		measurement?	
CH1-15	CH1	Do you really want to	Möchten Sie die Messung wirklich
		stop the	stoppen?
		measurement?	
CH1-16	CH1	Remove chip from CH1	Chip von CH1 entfernen
CH1-17	CH1	Chip measurement	Chipmessung abgeschlossen
		completed	
CH1-18	CH1	Chip removed from	Chip von CH1 entfernt
		CH1	
CH1-19	CH1	Left path measurement	Linke Pfadmessung stoppen
		stop	
CH1-20	CH1	Right path	Messung des rechten Pfads stoppen
		measurement stop	
CH2-1	CH2	Put the nozzle in the	Stecken Sie die Düse in das
		waste tube.	Abfallrohr.
		Waiting for T-TAS	Warten, bis das T-TAS-Gerät die
		device to complete	automatische Systemprüfung
		Auto System Checking.	abgeschlossen hat.
CH2-2	CH2	Put the nozzle in the	Stecken Sie die Düse in das
		waste tube.	Abfallrohr.
		Waiting for T-TAS	Warten auf Initialisierung des
		device to initialize.	T-TAS-Geräts.
CH2-3	CH2	Insert chip into CH2	Chip in CH2 einsetzen
CH2-4	CH2	Heating	Erwärmung
CH2-5	CH2	Connect a new	Schließen Sie ein neues Reservoir an
		Reservoir to Nozzle and	die Düse an und setzen Sie ihn auf
		put it on the Nozzle	den Düsenhalter.
		Holder.	Injizieren Sie eine Probe in das
		Inject a sample into the	Reservoir, setzen Sie die cap auf und
		Reservoir, place the	entternen Sie die Overflow-cap.
		cap, and remove the	Verbinden Sie das reservoir mit dem
		overflow-cap.	linken Pfad.
		Connect the reservoir	
		to the Left path.	

CH2-6	CH2	Measuring at left path	Messung am linken Pfad
CH2-7	CH2	Left path measurement completed.	Linke Pfadmessung abgeschlossen.
CH2-8	CH2	Remove the reservoir from the chip. Detach the nozzle from the reservoir and put it in the waste tube.	Entfernen Sie das reservoir vom Chip. Lösen Sie die Düse vom reservoir und stecken Sie sie in das Abfallrohr.
CH2-9	CH2	Put the nozzle in the waste tube. Waiting for T-TAS device to initialize.	Stecken Sie die Düse in das Abfallrohr. Warten auf Initialisierung des T-TAS-Geräts.
CH2-10	CH2	Connect a new Reservoir to Nozzle and put it on the Nozzle Holder. Inject a sample into the Reservoir¥c place the cap¥c and remove the overflow-cap. Connect the reservoir to the Right path.	Schließen Sie ein neues Reservoir an die Düse an und setzen Sie ihn auf den Düsenhalter. Injizieren Sie eine Probe in das Reservoir¥c setzen Sie die Cap auf¥c und entfernen Sie die Overflow-cap. Verbinden Sie das reservoir mit dem rechten Pfad.
CH2-11	CH2	Measuring at right path	Messen am rechten Pfad
CH2-12	CH2	Right path measurement completed.	Rechten Pfadmessung abgeschlossen.
CH2-13	CH2	Remove the reservoir from the chip. Detach the nozzle from the reservoir and put it in the waste tube.	Entfernen Sie das reservoir vom Chip. Lösen Sie die Düse vom reservoir und stecken Sie sie in das Abfallrohr.
CH2-14	CH2	Do you really want to cancel the measurement?	Möchten Sie die Messung wirklich abbrechen?
CH2-15	CH2	Do you really want to stop the measurement?	Möchten Sie die Messung wirklich stoppen?
CH2-16	CH2	Remove chip from CH2	Chip von CH2 entfernen
CH2-17	CH2	Chip measurement completed.	Chipmessung abgeschlossen.
CH2-18	CH2	Chip removed from CH2	Chip von CH2 entfernt
CH2-19	CH2	Left path measurement stop	Linke Pfadmessung stoppen
CH2-20	CH2	Right path measurement stop	Messung des rechten Pfads stoppen

Jeder auf dem "Measurement"-Bildschirm des AR Chip und HD Chip angezeigte Bedienungshinweis wird in der Übersetzungstabelle (Tabelle: 5.2-2) angegeben.

Nr.	Kanal	Beschreibung auf dem Beschreibung in übersetzter Bildschirm			
CH1-1	CH1	Put the nozzle in the waste tube. Waiting for T-TAS device to complete Auto System Checking.	Stecken Sie die Düse in das Abfallrohr. Warten, bis das T-TAS-Gerät die automatische Systemprüfung abgeschlossen hat.		
CH1-2	CH1	Put the nozzle in the waste tube. Waiting for T-TAS device to initialize.	Stecken Sie die Düse in das Abfallrohr. Warten auf Initialisierung des T-TAS-Geräts.		
CH1-3	CH1	Insert chip into CH1	Chip in CH1 einsetzen		
CH1-4	CH1	Heating	Erwärmung		
CH1-5	CH1	Connect a new Reservoir to Nozzle and put it on the Nozzle Holder. Inject a sample into the Reservoir, place the cap, and remove the overflow-cap. Connect the reservoir to the chip.	Schließen Sie ein neues Reservoir an die Düse an und setzen Sie ihn auf den Düsenhalter. Injizieren Sie eine Probe in das Reservoir, setzen Sie die cap auf und entfernen Sie die Overflow-cap. Verbinden Sie das reservoir mit dem Chip.		
CH1-6	CH1	Measuring	Messung		
CH1-7	CH1	Measurement completed	Messung abgeschlossen		
CH1-8	CH1	Remove the reservoir from the chip. Detach the nozzle from the reservoir and put it in the waste tube.	Entfernen Sie das reservoir vom Chip. Lösen Sie die Düse vom reservoir und stecken Sie sie in das Abfallrohr.		
CH1-9	CH1	Do you really want to cancel the measurement?	Möchten Sie die Messung wirklich abbrechen?		
CH1-10	CH1	Do you really want to Möchten Sie die Messung v stop the stoppen? measurement?			
CH1-11	CH1	Remove chip from CH1	Chip von CH1 entfernen		
CH1-12	CH1	Chip measurement completed.	Chipmessung abgeschlossen.		
CH1-13	CH1	Chip removed from CH1	Chip von CH1 entfernt		
CH1-14	CH1	Measurement stopped	Messung gestoppt		
CH2-1	CH2	Put the nozzle in the waste tube. Waiting for	Stecken Sie die Düse in das Abfallrohr. Warten, bis das		

Tabelle: 5.2-2

		T-TAS device to complete Auto System Checking.	T-TAS-Gerät die automatische Systemprüfung abgeschlossen hat.			
CH2-2	CH2	Put the nozzle in the waste tube. Waiting for T-TAS device to initialize.	Stecken Sie die Düse in das Abfallrohr. Warten auf Initialisierung des T-TAS-Geräts.			
CH2-3	CH2	Insert chip into CH2	Chip in CH2 einsetzen			
CH2-4	CH2	Heating	Erwärmung			
CH2-5	CH2	Connect a new Reservoir to Nozzle and put it on the Nozzle Holder. Inject a sample into the Reservoir, place the cap, and remove the overflow-cap. Connect the reservoir to the chip.	Schließen Sie ein neues Reservoir an die Düse an und setzen Sie ihn auf den Düsenhalter. Injizieren Sie eine Probe in das Reservoir, setzen Sie die cap auf und entfernen Sie die Overflow-cap. Verbinden Sie das reservoir mit dem Chip.			
CH2-6	CH2	Measuring	Messung			
CH2-7	CH2	Measurement completed	Messung abgeschlossen			
CH2-8	CH2	Remove the reservoir from the chip. Detach the nozzle from the reservoir and put it in the waste tube.	Entfernen Sie das reservoir vom Chip. Lösen Sie die Düse vom reservoir und stecken Sie sie in das Abfallrohr.			
CH2-9	CH2	Do you really want to cancel the measurement?	Möchten Sie die Messung wirklich abbrechen?			
CH2-10	CH2	Do you really want to stop the measurement?	Möchten Sie die Messung wirklich stoppen?			
CH2-11	CH2	Remove chip from CH2	Chip von CH2 entfernen			
CH2-12	CH2	Chip measurement completed.	Chipmessung abgeschlossen.			
CH2-13	CH2	Chip removed from Chip von CH2 entfernt CH2				
		Measurement stopped Messung gestoppt				

6. Datenanzeigebildschirm

Die Sprache auf dem "Data display"-Bildschirm, die in der folgenden Abbildung durch Pfeile mit den Zahlen angezeigt wird, ist in der Übersetzungstabelle (Tabelle: 6.1)

Data	•			-	1				3 I		4	HOME
Measu	rement	Result Li	st			2	9/29/2017		▶ Date Select E	Enter 🔸 I	leasurement Result De	tail Enter
Test No.	Date	StartTime 1	RUO	Chip	Channel	OperatoriD	Patient ID	SampleID	Sampling Date and Time	Lot No.	Comment	Result
	9 2017	10 58 AM		†	~	260	TSF	Dat. 301	<n a=""></n>	4	ch1	Au a:17.4
5	93920	7		9		11	TSRS-S1452-1 TSRS-S2855	13	14	15	16	ALC:24.1 ALC:-
00006	6	11:58:2	R		10	3	12	Data00006	<n a=""></n>	Left	ch2	17
00010	U	12:40:5			10	5	12	Data00010	<n a=""></n>	Left	ch2	PM04
00009	9/29/2017	12:40:27 PM		PL	CH1	bbb	TSRS-S2855	Data00009	<n a=""></n>	Left	ch1	AUC:-
00014	9/29/2017	12:46:08 PM		PL	CH1	bbb	TSRS-S2855	Data00014	<n a=""></n>	Left	ch1	AUC:547.6
00015	9/29/2017	12:50:12 PM		PL	CH1	bbb	TSRS-52855	Data00015	<n a=""></n>	Left	ch1	AUC:565.7
00013	9/29/2017	1:08:23 PM		PL	CH2	bbb	TSRS-82885	Data00013	<n a=""></n>	Left	ch2	AUG:964.3
00016	9/29/2017	1:12:05 PM		PL	CH2	660	TSRS-S28S5	Data00016	<n a=""></n>	Left	ch2	AUC:546.8
~	ZACI	ROS 🚽	Ŕ	-TA	<u>s</u> :01							10/3/2017 9 23/32 AM
	-	aha	~									

angegeben.

Data	a											18	HOME		19		
Measu	irement	Result L	.ist			į	10/12/201	7	→ Date Select E	Inter	▶ Me	ast ement Result	Detail		• ×	Abbildung:	6.2
Test No.	Date	StartTime	RUC) Chip	Channel	OperatorID	Patient ID	SampleID	Sampling Date and Time	Lot N		🗹 Only TNo. 👘	Þ	TNo.S	elect Enter		
00001	10/12/2017	8.00:00 AM		PL	CH1	OPID00002	PID00001	SID00001	<1VA>	LOTNO	70.0						
00002	10/12/2017	8:23:28 AM	RUO	AR	CH2	OPID00002	PID00002	SID00002	10/12/2017 8:10:54 AM	LOTNC							
00003	10/12/2017	8:47:21 AM		PL	CH1	OPID00002	PID00001	SID00003	10/12/2017 8:34:47 AM	LOTNC	56.0 -						
00004	10/12/2017	9:11:10 AM		PL	CH2	OPID00002	PID00002	SID00004	10/12/2017 8:58:36 AM	LOTNC	42.0 -			\sim			
00005	10/12/2017	9:34:16 AM	RUO	AR	CH1	OPID00001	PID00002	SID00005	<n a=""></n>	LOTNC		Δ	\mathbb{N}	Ŭ			
00006	10/12/2017	9:57:43 AM	RUO	AR	CH2	OPID00002	PID00003	SID00006	10/12/2017 9:45:09 AM	LOTNC	28.0 -		/				
00007	10/12/2017	10:20:49 AM		PL	CH1	OPID00001	PID00002	SID00007	10/12/2017 10:08:15 AM	LOTNC	14.0 -		v				
00008	10/12/2017	10:44:37 AM		PL	CH2	OPID00002	PID00003	SID00008	10/12/2017 10:32:03 AM	LOTNC							
00009	10/12/2017	11:07:47 AM		PL	CH1	OPID00002	PID00003	SID00009	10/12/2017 10:55:13 AM	LOTNC	00:0	00 02:00 04:00	0 06:00	08	3:00 10:00		
00010	10/12/2017	11:30:57 AM	RUO	AR	CH2	00000000	7ID00004	sidot 2	0	10 W	Test No.	00001	Chip ┥	-	26		
00011	10/12/2017	11:54:24 AM	RUO	AR	CH1	21	2000002	SIDO	2017 11 41 50 41	10	Date	10/12/2017	Start Time			27	
00012	10/12/2017	12:18:08 PM		PL	CH2	OPID00001	PID00004	sidor 2	2	LC NC	Operator	OPID00002	Lot No.		28		
00013	10/12/2017	12:41:39 PM		PL	CH1	23	2000004	SIDO	2017 12:20:05 PM	LOW	Patient ID	PID00001	Result ┥	t .	240.8	29	
00014	10/12/2017	1:05:31 PM	RUO	AR	CH2	OPID00001	PID00005	sidoo 2	4 ——		Sample	SID00001	Pressure <	-	30		
00015	10/12/2017	1:29:01 PM		PL	CH1	25	2000004	SIDO		LOTIN	Sampling	<no date="" select=""></no>			50		
00016	10/12/2017	1:52:06 PM		PL	CH2	la nonne	.2ID00005	SID00 🤉	1		Comment	COMMENT0000000001					
00017	10/12/2017	2:15:32 PM		PL	CH1		PID00005	SID00	2017 2:02:58 PM	LOTNC							
00018	10/12/2017	2:39:23 PM		PL	CH2	32	21D00006	SID00	2017 2:26:49 PM	LOINC	Reference	ce					
<								3	3	-	Base Pres	asure (< 30.0) 4.2 kPa				-	
~	ZACF	ROS _	k	T-TA	<u>s</u> .01								File 10/	12/2017 1	0:06:24 AM		

Abbildung: 6.1

Nr.	Beschreibung auf dem Bildschirm	Beschreibung in übersetzter Sprache
1	Data	Daten
2	Measurement Result List	Messergebnisliste
3	Data Select (Enter)	Datenauswahl (Eingabe)
4	Measurement Result Detail (Enter)	Messergebnisdetail (Eingabe)
5	Test No.	Test-Nr.
6	Date	Datum
7	Start Time	Startzeit
8	RUO	RUO
9	Chip	Chip
10	Channel	Kanal
11	Operator ID	Bediener-ID
12	Patient ID	Patienten-ID
13	Sample ID	Proben-ID
14	Sampling Date and Time	Datum und Uhrzeit der Probenahme
15	Lot No.	Los-Nr.
16	Comment	Kommentar
17	AUC	—
18	"Only T No." or "All of PID"	"Nur T-Nr." oder "Alle PID"
19	T No. Select (Enter)	T-Nr. auswählen (Eingabe)
20	Test No.	Test-Nr.
21	Date	Datum
22	Operator ID	Bediener-ID
23	Patient ID	Patienten-ID
24	Sample ID	Proben-ID
25	Sampling Date	Probenahmedatum
26	Chip	Chip
27	Start Time	Startzeit
28	Lot No.	Los-Nr.
29	Result	Ergebnis
30	Pressure	Druck
31	Comment	Kommentar
32	Reference	Referenz
33	Base Pressure	Basisdruck

Tabelle: 6.1

7. Wartungsbildschirm

Die Sprache auf dem "Maintenance"-Bildschirm, die in der folgenden Abbildung durch Pfeile mit Zahlen angezeigt wird, ist in der Übersetzungstabelle (Tabelle: 7.1) angegeben.





	Tabe	lle: 7.1
Nr.	Beschreibung auf dem	Beschreibung in übersetzter Sprache
	Bildschirm	
1	Maintenance	Wartung
2	Device	Gerät
3	All Stop	Alle stoppen
4	CH1	CH1
5	CH2	CH2
6	System Check	Systemprüfung
7	Auto SC	Automatische SC
8	Simple SC	Einfache SC
9	Manual SC	Manuelle SC
10	Pump Control	Pumpensteuerung
11	Start	Start
12	Bubble Vent	Blasenentlüftung
13	Pump Reset	Pumpe zurücksetzen
14	Information	Information
15	[Maintenance Message Device Tab] ¹⁾	[Registerkarte Wartungsmeldung Gerät] ¹⁾
16	Temp. XX.X [$^{\circ}$], High temp. or	Temp. XX.X [℃], Hohe Temp. oder Niedrige
	Low temp. ²⁾	Temp. ²⁾
17	Pressure + XX.X [kPa] or	Druck + XX.X [kPa] oder Druck - XX.X
	Pressure - XX.X [kPa] ²⁾	[kPa] ²⁾
18	"No Error" or "Error"	"Kein Fehler" oder "Fehler"
19	Pre Heater	Vorheizer
20	Temp. XX.X [$^{\circ}$ C], High temp. or	Temp. XX.X [°C], Hohe Temp. oder Niedrige
21	No Error or Error	Kein Fehler oder Fehler
21	System	System
22	"No Error" or "[Error	System
25	Message] ^{"3)}	"Kein Fehler" oder "[Fehlermeldung]" ³⁾
24	"I-IAS device is disconnected.	"T-TAS-Gerät ist getrennt. [502] Siehe
	[502] Please relef to the	Bedienungsanleitung."
	or "Data drive is full [621]"	oder "Datenlaufwerk ist voll. [621]"
25	Backup	Sichern
26	[Maintenance Message Backup	[Registerkarte Wartungsmeldung
20	Tabl ¹⁾	Sicherung ¹⁾
27	Start	Start
28	End	Ende
29	to	bis
30	Backup	Sichern
31	Operator ID	Bediener-ID
32	[Maintenance Message	[Registerkarte Wartungsmeldung
	Operator ID Tab] ¹⁾	Bediener-ID] ¹⁾
33	Operator ID	Bediener-ID
34	Remark	Anmerkung
35	Save ID	ID speichern

36 Can

Abbrechen

- 1) Die betreffende Meldung wird in entsprechenden Klammern angezeigt. Siehe Tabelle: 7.2 für Meldungen.
- 2) Die betreffende numerische Informationen wird anstelle von "X" angezeigt.
- 3) Die betreffende Fehlermeldung wird in entsprechenden Klammern angezeigt. Siehe Kapitel 8 für Fehlermeldungen.

Nr.	Beschreibung	g auf dem Bildschirm	Beschreibung in übersetzter Sprache			
	Tab	Message	Registerkarte	Meldung		
1	Device	T-TAS 01 is still running. Please wait for a while.	Gerät	T-TAS 01 läuft noch. Bitte warten Sie eine Weile.		
2	Device	"SI#1" is in progress. ¹⁾	Gerät	"SI#1" ist in Bearbeitung. ¹⁾		
3	Device	Bubble Vent completed.	Gerät	Blasenentlüftung abgeschlossen.		
4	Device	Pump Reset completed.	Gerät	Pumpe zurücksetzen abgeschlossen.		
5	Device	System Check completed	Gerät	Systemprüfung abgeschlossen.		
6	Device	Please put the nozzle in the waste tube. OK Cancel	Gerät	Bitte stecken Sie die Düse in das Abfallrohr. OK Abbrechen		
7	Device	Please insert the nozzle in the SC bar. OK Cancel	Gerät	Bitte setzen Sie die Düse in die SC-Leiste ein. OK Abbrechen		
8	Device	Emergency Stop	Gerät	Not-Halt		
9	Device	[Error Message] ²⁾	Gerät	[Fehlermeldung] ²⁾		
10	Device	Error [Error Message] ²⁾	Gerät	Fehler [Fehlermeldung] ²⁾		
11	Device	Error System check error [123/223] Please refer to the operation manual. Please perform 'Pump Reset' and 'Bubble Vent'.	Gerät	Fehler Systemprüffehler [123/223] Siehe Bedienungsanleitung. Bitte führen Sie "Pumpe zurücksetzen" und "Blasenentlüftung" durch.		
12	Device	Detected USB disconnection when T-TAS01 was running. Please retry "SI#1" ¹⁾	Gerät	USB-Trennung festgestellt, als T-TAS 01 ausgeführt wurde. Bitte wiederholen Sie "SI#1" ¹⁾		
13	Device	Device reboot detection. Initialization is in progress. Please wait for a while.	Gerät	Geräteneustarterkennung. Initialisierung läuft. Bitte warten Sie eine Weile.		
14	Backup	Please connect the USB flash drive.	Sichern	Bitte schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk an.		
15	Backup	Please select the date range.	Sichern	Bitte wählen Sie den Zeitraum aus.		
16	Backup	Please wait a while. Copy folder	Sichern	Bitte warten Sie eine Weile. Ordner kopieren		

Tabel	le:	7.2
abci		<i>''</i>

17	Backup	Backup to USB flash drive completed.	Sichern	Sicherung auf USB-Flash-Laufwerk abgeschlossen.
18	Backup	Data drive not found.	Sichern	Datenlaufwerk nicht gefunden.
19	Backup	Error: There is not enough space on the USB flash drive.	Sichern	Fehler: Auf dem USB-Flash-Laufwerk ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden.
20	Backup	Error: Backup to USB flash drive was failed.[633]	Sichern	Fehler: Sicherung auf USB-Flash-Laufwerk fehlgeschlagen.[633]
21	Operator ID	Please tap the 'Save ID' button to save.	Bediener-ID	Bitte tippen Sie zum Speichern auf die Schaltfläche "ID speichern".
22	Operator ID	Operator ID saving completed.	Bediener-ID	Bediener-ID speichern abgeschlossen.
23	Operator ID	Error: Could not save the Operator ID.	Bediener-ID	Fehler: Die Bediener-ID konnte nicht gespeichert werden.
24	Operator ID	Error: Invalid Operator ID was entered. Could not use 'ZACROS' for Operator ID.	Bediener-ID	Fehler: Es wurde eine ungültige Bediener-ID eingegeben. 'ZACROS' konnte nicht als Bediener-ID verwendet werden.
25	Operator ID	Error: Invalid Operator ID was entered. Could not use 'T-TAS SERVICE' for Operator ID.	Bediener-ID	Fehler: Es wurde eine ungültige Bediener-ID eingegeben. 'T-TAS SERVICE' konnte nicht als Bediener-ID verwendet werden.
26	Operator ID	Error: Operator ID file is not found.	Bediener-ID	Fehler: Bediener-ID-Datei wurde nicht gefunden.
27	Operator ID	Input cancelled	Bediener-ID	Eingabe abgebrochen

1) Die betreffende Meldung wird in entsprechenden Klammern angezeigt (SI#1). Siehe Tabelle: 7.3 für Meldungen.

2) Die betreffende Fehlermeldung wird in entsprechenden Klammern angezeigt. Siehe Kapitel 8 für Fehlermeldungen.

SI#	Beschreibung auf dem	Beschreibung in übersetzter Sprache
	Bildschirm	
1	Auto System Check	Automatische Systemprüfung
1	Simple System Check	Einfache Systemprüfung
1	Manual System Check	Manuelle Systemprüfung
1	Bubble Vent	Blasenentlüftung
1	Pump Reset	Pumpe zurücksetzen

Tabelle: 7.3

8. Fehlermeldungen

Jede Fehlermeldung wird in der Übersetzungstabelle (Tabelle: 8.1) angegeben.

Nr.	Code	Beschreibung auf dem Bildschirm	Beschreibung in übersetzter Sprache	
1	1	Invalid communication [001] Please refer to the operation manual.	Ungültige Kommunikation [001] Siehe Bedienungsanleitung.	
2	2	Invalid communication [002] Please refer to the operation manual.	Ungültige Kommunikation [002] Siehe Bedienungsanleitung.	
3	3	Invalid communication [003] Please refer to the operation manual.	Ungültige Kommunikation [003] Siehe Bedienungsanleitung.	
4	4	T-TAS device CPU board failure [004] Please refer to the operation manual.	CPU-Platinenausfall T-TAS-Gerät [004] Siehe Bedienungsanleitung.	
5	5	T-TAS device memory failure [005]	Speicherfehler T-TAS-Gerät [005]	
6	31	Pre-heater temperature error [031] Please refer to the operation manual.	Temperaturfehler Vorwärmer [031] Siehe Bedienungsanleitung.	
7	33	Pre-heater failure [033] Please refer to the operation manual.	Ausfall Vorwärmer [033] Siehe Bedienungsanleitung.	
8	111	Invalid communication [111] Please refer to the operation manual.	Ungültige Kommunikation [111] Siehe Bedienungsanleitung.	
9	211	Invalid communication [211] Please refer to the operation manual.	Ungültige Kommunikation [211] Siehe Bedienungsanleitung.	
10	112	Pump failure [112] Please refer to the operation manual.	Ausfall Pumpe [112] Siehe Bedienungsanleitung.	
11	113	Pump failure [113] Please refer to the operation manual.	Ausfall Pumpe [113] Siehe Bedienungsanleitung.	
12	114	Pump failure [114] Please refer to the operation manual.	Ausfall Pumpe [114] Siehe Bedienungsanleitung.	
13	212	Pump failure [212] Please refer to the operation manual.	Ausfall Pumpe [212] Siehe Bedienungsanleitung.	
14	213	Pump failure [213]	Ausfall Pumpe [213]	

Tabelle: 8.1

		Please refer to the operation	Siehe Bedienungsanleitung.
		manual.	
15	214	Pump failure [214]	Ausfall Pumpe [214]
		Please refer to the operation manual.	Siehe Bedienungsanleitung.
16	116	Pump out of range error [116]	Fehler Pumpe außerhalb des Bereichs
		Please refer to the operation	[116]
		manual.	Siehe Bedienungsanleitung.
17	216	Pump out of range error [216]	Fehler Pumpe außerhalb des Bereichs
		Please refer to the operation	[216]
		manual.	Siehe Bedienungsanleitung.
18	121	Pressure sampling error [121]	Druckabtastfehler [121]
		CH1 inoperable.	CH1 funktionsunfähig.
		Please refer to the operation	Siehe Bedienungsanleitung.
		manual.	
19	221	Pressure sampling error [221]	Druckabtastfehler [221]
		CH2 inoperable.	CH2 funktionsunfähig.
		Please refer to the operation	Siehe Bedienungsanleitung.
		manual.	
20	122	Pressure error [122]	Druckfehler [122]
		Please refer to the operation	Siehe Bedienungsanleitung.
		manual.	
21	222	Pressure error [222]	Druckfehler [222]
		Please refer to the operation	Siehe Bedienungsanleitung.
22	122	Manual.	Customarüfungsfahlar [122]
22	123	Blosse refer to the operation	Systemprurungsrenier [123]
		manual	Siene bedienungsameltung.
23	223	System check error [223]	Systemprüfungsfehler [223]
25	225	Please refer to the operation	Siehe Bedienungsanleitung
		manual.	Siene Deulenungsameltung.
24	131	Heater failure [131]	Ausfall Wärmer [131]
		Please refer to the operation	Siehe Bedienungsanleitung.
		manual.	
25	231	Heater failure [231]	Ausfall Wärmer [231]
		Please refer to the operation	Siehe Bedienungsanleitung.
		manual.	
26	133	Heater failure [133]	Ausfall Wärmer [133]
		CH1 inoperable.	CH1 funktionsunfähig.
		Please refer to the operation	Siehe Bedienungsanleitung.
		manual.	
27	233	Heater failure [233]	Ausfall Wärmer [233]
		CH2 inoperable.	CH2 funktionsunfähig.
		Please refer to the operation	Siehe Bedienungsanleitung.
-		manual.	
28	141	Chip code reading error [141]	Lesetehler Chipcode [141]
		Remove chip from CH1.	Chip von CH1 entfernen.
		Please refer to the operation	Siehe Bedienungsanleitung.
		manual.	

29	241	Chip code reading error [241]	Lesefehler Chipcode [241]	
		Remove chip from CH2.	Chip von CH2 entfernen.	
		Please refer to the operation	Siehe Bedienungsanleitung.	
		manual.		
30	403	Abnormal pressure drop	Anormaler Druckabfall [403]	
		[403]	Flüssigkeitsleitung auf Leckage	
		Check leakage on the liquid	überprüfen. Siehe	
		line. Please refer to the	Bedienungsanleitung.	
		operation manual.		
31	404	Pressure error [404]	Druckfehler [404]	
		Please refer to the operation	Siehe Bedienungsanleitung.	
		manual.		
32	405	Pressure baseline error [405]	Druckgrundlinienfehler [405]	
		Please refer to the operation	Siehe Bedienungsanleitung.	
		manual.		
33	406	Temperature stability timeout	Zeitüberschreitungsfehler	
		error [406]	Temperaturstabilität [406]	
		Please refer to the operation	Siehe Bedienungsanleitung.	
		manual.		
34	407	Temperature out of range	Temperatur außerhalb des Bereichs	
		[407]	[407]	
		Please refer to the operation	Siehe Bedienungsanleitung.	
		manual.		
35	408	Command process timeout	Zeitüberschreitungsfehler	
		error [408]	Befehlsprozess [408]	
		Please refer to the operation	Siehe Bedienungsanleitung.	
		manual.		
36	800	I-IAS device reboot	Neustarterkennungsfehler	
		detection error [800]	I-IAS-Gerat [800]	
		Please refer to the operation	Siehe Bedienungsahleitung.	
27	000	manual.	Karamunikation actuant [000]	
3/	999		Ritte übernrüfen Sie die	
			Bitte überprüfen Sie die	
		Please check the USB	USB-verbindung.	
20	501	WARNING: Proceuro	WARNING: Druckahfall [501]	
50	501	decreasing [501]	Möglicherweise gibt es eine Leckage in	
		There may be leakage in the	der Elüssigkeitsleitung	
			Siehe Bedienungsanleitung	
		Please refer to the operation	Siene Dealenangsamentang.	
		manual		
39	502	T-TAS device is disconnected	T-TAS-Gerät ist getrennt [502]	
0.0	502	[502]	Siehe Bedienungsanleitung.	
		Please refer to the operation		
		manual.		
40	503	Pre-heater temperature out	Vorwärmertemperatur außerhalb des	
		of range [503]	Bereichs [503]	
41	601	A different chip is inserted.	Ein anderer Chip wurde eingesetzt.	
		[601]	[601]	

		Please remove the chip.	Bitte entfernen Sie den Chip.
42	602	Chip removed from CH1 [602]	Chip von CH1 entfernt [602]
43	602	Chip removed from CH2 [602]	Chip von CH2 entfernt [602]
44	621	Data drive is full. [621]	Datenlaufwerk ist voll. [621]
45	622	Saving to Data drive failed. [622]	Speichern auf Datenlaufwerk fehlgeschlagen. [622]
46	625	Operator ID not found. [625]	Bediener-ID nicht gefunden. [625]
47	631	USB flash drive removal failure [631]	Fehler beim Entfernen des USB-Flash-Laufwerks [631]
48	632	Backup to USB flash drive failed. [632]	Sicherung auf USB-Flash-Laufwerk fehlgeschlagen. [632]

9. Zu sichernde Messergebnisse

Sie können die Messergebnisse im CSV-Format auf einem USB-Flash-Laufwerk sichern. Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch.

10. Anhang

10.1. Revisionsverlauf des Anzeige-Handbuchs

Date of publication YYYY-MM-DD	Revision details	Edition No.
2024-09-09	Änderung des Firmennamens von Fujimori Kogyo Co. Ltd. zu ZACROS Corporation. (Kopf- und Fußzeilen auf allen Seiten, einschließlich Einführung und letzter Seite)	2
2022-05-13	Neu ausgestellt	1



Hersteller ZACROS Corporation 1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002 Japan Mail:<u>ttas-info@zacros.co.jp</u> Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler, wenn Sie telefonisch nachfragen möchten.