

Polski

PL Chip Reservoir set for T-TAS[®] 01 Wstawka do opakowania

Zawiera akcesoria do użytku z PL Chip for T-TAS 01

PRZEZNACZENIE:

Zestaw PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 zawiera akcesoria do użytku z PL Chip for T-TAS 01.

STRESZCZENIE:

Zestaw PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 zawiera jednorazowe akcesoria, które są używane z PL Chip for T-TAS 01 do pomiaru pierwotnej zdolności hemostatycznej próbek krwi pełnej.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat korzystania z zestawu PL Chip Reservoir set for T-TAS 01, należy zapoznać się z instrukcją obsługi PL Chip for T-TAS oraz Podręcznikiem użytkownika T-TAS 01.

DOSTARCZONE MATERIAŁY:

Zestaw PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 zawiera 100 zestawów zbiorników reservoirs, zatyczek caps i pokrywek over-caps.

Przedmiot	Spis treści	Numer katalogowy
PL Chip Reservoir set for T-TAS 01	100 zestawów	18003

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Wyłącznie do diagnostyki in vitro.
- Tylko do użytku profesjonalnego.
- Zużyte zbiorniki reservoirs, zatyczki caps i pokrywki over-caps są potencjalnie zakaźne. Należy przestrzegać właściwych metod obchodzenia się z odpadami i ich utylizacji, zgodnie z przepisami lokalnymi, stanowymi i federalnymi.
- Należy dokładnie przestrzegać instrukcji i procedur opisanych w niniejszej ulotce dołączonej do opakowania.
- Nie używaj materiałów, które są wygięte, zdeformowane, złamane lub zawierają ciała obce.



WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA I OBCHODZENIA SIĘ Z PRODUKTEM:










Niewykorzystaną zawartość zestawu PL Chip Reservoir set należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie wyjmować zbiorników reservoir, zatyczek caps ani Pokrywek over-caps z torebek, dopóki nie będą one gotowe do użycia.

POMOC:

Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.


DEFINICJA SYMBOLI:

Symbol	Znaczenie
	Nie używać ponownie
	Oznakowanie CE

	Sprawdzić instrukcję obsługi
	Kod partii
	Numer katalogowy
	Wyrób medyczny do diagnostyki <i>in vitro</i>
	Producent
	Autoryzowany przedstawiciel na terenie WE
	Zawiera ilość wystarczającą dla $< n >$ testów
	Sprzedaż tego produktu jest ograniczona do sprzedaży przez licencjonowanego lekarza lub na jego zlecenie
	Importer



FUJIMORI KOGYO CO., LTD.
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-0002 Japan



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



EU Importer
MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of FUJIMORI KOGYO CO., LTD.

©2022 FUJIMORI KOGYO CO., LTD.

All rights reserved

