

Polski

PL Chip Reservoir set Wstawka do opakowania

Zawiera akcesoria do użytku z PL Chip

PRZEZNACZENIE:

Zestaw PL Chip Reservoir set zawiera akcesoria do użytku z PL Chip.

STRESZCZENIE:

Zestaw PL Chip Reservoir set zawiera jednorazowe akcesoria, które są używane z PL Chip do pomiaru pierwotnej zdolności hemostatycznej próbek krwi pełnej.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat korzystania z zestawu PL Chip Reservoir set, należy zapoznać się z instrukcją obsługi PL Chip oraz Podręcznikiem użytkownika T-TAS.

DOSTARCZONE MATERIAŁY:

Zestaw PL Chip Reservoir set zawiera 100 zestawów zbiorników reservoirs, zatyczek caps i pokrywek over-caps.

Przedmiot	Spis treści	Numer katalogowy
PL Chip Reservoir set	100 zestawów	18003

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Wyłącznie do diagnostyki in vitro.
- Tylko do użytku profesjonalnego.
- Zużyte zbiorniki reservoirs, zatyczki caps i pokrywki over-caps są potencjalnie zakaźne. Należy przestrzegać właściwych metod obchodzenia się z odpadami i ich utylizacji, zgodnie z przepisami lokalnymi, stanowymi i federalnymi.
- Należy dokładnie przestrzegać instrukcji i procedur opisanych w niniejszej ulotce dołączonej do opakowania.
- Nie używaj materiałów, które są wygięte, zdeformowane, złamane lub zawierają ciała obce.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA I OBCHODZENIA SIĘ Z PRODUKTEM:

Niewykorzystaną zawartość zestawu PL Chip Reservoir set należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie wyjmować zbiorników reservoir, zatyczek caps ani Pokrywek over-caps z torebek, dopóki nie będą one gotowe do użycia.

POMOC:

Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.


DEFINICJA SYMBOLI:

Symbol	Znaczenie
	Nie używać ponownie
	Oznakowanie CE
	Sprawdzić instrukcję obsługi

Symbol	Znaczenie
	Kod partii
	Numer katalogowy
	Wyrób medyczny do diagnostyki <i>in vitro</i>
	Producent
	Autoryzowany przedstawiciel na terenie WE
	Zawiera ilość wystarczającą dla $< n >$ testów
	Sprzedaż tego produktu jest ograniczona do sprzedaży przez licencjonowanego lekarza lub na jego zlecenie
	Importer



ZACROS Corporation
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-0002 Japan



MDSS GmbH
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of ZACROS Corporation.

© 2024 ZACROS Corporation

All rights reserved

