

## Español

### PL Chip Reservoir set for T-TAS<sup>®</sup>01 Prospecto

#### Contiene accesorios para uso con el PL Chip for T-TAS 01

#### USO PREVISTO:

El PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 contiene accesorios para uso con el PL Chip for T-TAS 01.

#### RESUMEN:

El PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 contiene accesorios desechables que se usan con el PL Chip for T-TAS 01 para medir la capacidad hemostática primaria de muestras de sangre entera.

Para detalles adicionales sobre el uso del PL Chip Reservoir set for T-TAS 01, consulte las instrucciones de uso del PL Chip for T-TAS y el Manual del Usuario del T-TAS 01.

#### MATERIALES PROPORCIONADOS:

El PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 contiene 100 juegos de depósitos, tapones y sobretapones.

Artículo	Contenido	Número de catálogo
PL Chip Reservoir set for T-TAS 01	100 juegos	18003

#### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Sólo para uso diagnóstico in vitro.
- Sólo para uso profesional.
- Los depósitos, tapones y sobretapones usados son potencialmente infecciosos. Deben seguirse métodos adecuados de manipulación y eliminación de conformidad con las reglamentaciones locales, estatales y federales.
- Seguir cuidadosamente las instrucciones y procedimientos descritos en este prospecto.
- No utilizar materiales que estén doblados, deformados, rotos o que contengan elementos extraños.








#### REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN:





Almacenar a temperatura ambiente el contenido del PL Chip Reservoir set sin usar. No retire el depósito, los tapones o los sobretapones de su bolsa hasta que estén listos para su uso.

#### ASISTENCIA:

Si necesita ayuda, comuníquese con su distribuidor local.


#### DEFINICIÓN DE LOS SÍMBOLOS:

Símbolo	Definición
	No reutilizar
	Conformidad europea
	Consultar las instrucciones de uso
	Código de lote
	Número de catálogo
	Para uso diagnóstico in vitro
	Fabricante

	Representante autorizado en la Unión Europea
	Contiene suficiente para <n> pruebas
	Este dispositivo está restringido a la venta por o bajo la orden de un profesional sanitario con licencia.
	Importador



FUJIMORI KOGYO CO., LTD.  
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku,  
Tokyo 112-0002 Japan



Medical Device Safety Service GmbH  
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



EU Importer  
MedEnvoy  
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of FUJIMORI KOGYO CO., LTD.

©2022 FUJIMORI KOGYO CO., LTD.

All rights reserved

