

Svenska

PL Chip Reservoir set Bipacksedel

Innehåller tillbehör för användning med PL Chip

AVSEDD ANVÄNDNING:

PL Chip Reservoir set innehåller tillbehör för användning med PL Chip.

SAMMANFATTNING:

PL Chip Reservoir set innehåller engångstillbehör som används med PL Chip för att mäta primär hemostatisk förmåga av helblodsprover.

För ytterligare information om användningen av PL Chip Reservoir set, se PL Chip bruksanvisning och T-TAS 01 användarhandbok.

TILLHANDAHÅLLET MATERIAL:

PL Chip Reservoir set innehåller 100 set av reservoirs, caps och over-caps.

Artikel	Innehåll	Katalognummer
PL Chip Reservoir set	100 set	18003

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Endast för in vitro-diagnostik.
- Endast för professionellt bruk.
- Använda reservoirs, caps och over-caps är potentiellt smittsamma. Korrekt hantering och bortskaffningsmetoder bör följas i enlighet med lokala, statliga och federala bestämmelser.
- Följ instruktionerna och procedurerna som beskrivs i denna bipacksedel noggrant.
- Använd inte material som är böjda, deformerade, trasiga eller innehåller främmande ämnen.

FÖRVARINGS- OCH HANTERINGSKRAV:

Förvara oanvänt innehåll av PL Chip Reservoir set vid rumstemperatur. Ta inte bort reservoir, caps eller over-caps från påsen förrän de är redo att användas.

ASSISTANS:

Kontakta din lokala distributör för assistans.


DEFINITION AV SYMBOLER:

Symbol	Definition
	Återanvänd inte
	CE-märkning
	Se bruksanvisningen
	Partikod

Symbol	Definition
	Katalognummer
	Medicinsk enhet för <i>in vitro</i> diagnostik
	Tillverkare
	Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
	Innehåller tillräckligt för $<n>$ tester
	Denna produkt är begränsad till försäljning av eller på order av en licensierad läkare
	Importör



ZACROS Corporation
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-0002 Japan



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



EU Importer
MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of ZACROS Corporation

©2024 ZACROS Corporation

All rights reserved

