

Suomi

PL Chip Reservoir set Pakkausseloste

Sisältää lisävarusteita käytettäväksi PL Chip -tuotteen kanssa

KÄYTTÖTARKOITUS:

PL Chip Reservoir set sisältää lisävarusteita käytettäväksi PL Chip -tuotteen kanssa.

YHTEENVETO:

PL Chip Reservoir set sisältää kertakäyttöisiä tarvikkeita, joita käytetään PL Chip -tuotteen kanssa mittaamaan kokoverinäytteiden primaarista hemostaattista kykyä.

Lisätietoja PL Chip Reservoir set -tuotteen käytöstä saat PL Chip -tuotteen käyttöohjeista ja T-TAS 01 -käyttöoppaasta.

TOIMITETUT MATERIAALIT:

PL Chip Reservoir set sisältää 100 sarjaa reservoirs, caps ja over-caps.

| Tuote                 | Sisällys   | Luettelonumero |
|-----------------------|------------|----------------|
| PL Chip Reservoir set | 100 sarjaa | 18003          |

VAROITUKSET JA VAROTOIMET:

- Vain in vitro -diagnostiseen käyttöön.
- Vain ammattikäyttöön.
- Käytetyt reservoirs, korkit ja over-caps ovat mahdollisesti tartuntavaarallisia. Asianmukaisia käsittely- ja hävitysmenetelmiä tulee noudattaa paikallisten, osavaltion ja valtion määräysten mukaisesti.
- Noudata huolellisesti tässä pakkausselosteessa kuvattuja ohjeita ja menettelytapoja.
- Älä käytä materiaaleja, jotka ovat vääntyneet, epämuodostuneet, rikkoutuneet tai sisältävät vieraita aineita.

SÄILYTYS- JA KÄSITTELYVAATIMUKSET:

Säilytä käyttämättömän PL Chip Reservoir set -tuotteen sisältö huoneenlämmössä. Älä poista reservoir, caps tai over-caps pusseistaan ennen kuin ne ovat valmiita käytettäväksi.

APUA:

Pyydä apua paikalliselta jälleenmyyjältäsi.


SYMBOLIEN MÄÄRITELMÄT:

| Symboli                                                                             | Määritelmä          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Älä käytä uudelleen |
|  | CE-merkki           |
|  | Katso käyttöohjeet  |
|  | Eränumero           |

| Symboli                                                                           | Määritelmä                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Luettelonumero                                                                                                     |
|  | <i>In vitro</i> -diagnostinen lääketieteellinen laite                                                              |
|  | Valmistaja                                                                                                         |
|  | Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä                                                                           |
|  | Sisältö riittää <n> testiin                                                                                        |
|  | Tämän tuotteen myynti on sallittu ainoastaan laillistetun terveydenhuollon ammattilaisen toimesta tai määräyksestä |
|  | Maahantuoja                                                                                                        |



ZACROS Corporation  
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku,  
Tokyo 112-0002 Japan



Medical Device Safety Service GmbH  
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



EU Importer  
MedEnvoy  
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of ZACROS Corporation

©2024 ZACROS Corporation

All rights reserved

