

Suomi

PL Chip Reservoir set for T-TAS[®] 01 Pakkausseloste

Sisältää lisävarusteita käytettäväksi PL Chip for T-TAS 01 -tuotteen kanssa

KÄYTTÖTARKOITUS:

PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 sisältää lisävarusteita käytettäväksi PL Chip for T-TAS 01 -tuotteen kanssa.

YHTEENVETO:

PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 sisältää kertakäyttöisiä tarvikkeita, joita käytetään PL Chip for T-TAS 01-tuotteen kanssa mittaamaan kokoverinäytteiden primaarista hemostaattista kykyä.

Lisätietoja PL Chip Reservoir set for T-TAS 01-tuotteen käytöstä saat PL Chip for T-TAS -tuotteen käyttöohjeista ja T-TAS 01 -käyttöoppaasta.

TOIMITETUT MATERIAALIT:

PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 sisältää 100 sarjaa reservoirs, caps ja over-caps.

Tuote	Sisällisy	Luettelonumero
PL Chip Reservoir set for T-TAS 01	100 sarjaa	18003

VAROITUKSET JA VAROTOIMET:

- Vain in vitro -diagnostiseen käyttöön.
- Vain ammattikäyttöön.
- Käytetyt reservoirs, korkit ja over-caps ovat mahdollisesti tartuntavaarallisia. Asianmukaisia käsittely- ja hävitysmenetelmiä tulee noudattaa paikallisten, osavaltion ja valtion määräysten mukaisesti.
- Noudata huolellisesti tässä pakkausselosteessa kuvattuja ohjeita ja menettelytapoja.
- Älä käytä materiaaleja, jotka ovat vääntyneet, epämuodostuneet, rikkoutuneet tai sisältävät vieraita aineita.




SÄILYTYS- JA KÄSITTELYVAATIMUKSET:









Säilytä käyttämättömän PL Chip Reservoir set -tuotteen sisältö huoneenlämmössä. Älä poista reservoir, caps tai over-caps pusseistaan ennen kuin ne ovat valmiita käytettäväksi.

APUA:

Pyydä apua paikalliselta jälleenmyyjältäsi.


SYMBOLIEN MÄÄRITELMÄT:

Symboli	Määritelmä
	Älä käytä uudelleen
	CE-merkki
	Katso käyttöohjeet

	Eränumero
	Luettelonumero
	<i>In vitro</i> -diagnostinen lääketieteellinen laite
	Valmistaja
	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä
	Sisältö riittää <n> testiin
	Tämän tuotteen myynti on sallittu ainoastaan laillistetun terveydenhuollon ammattilaisen toimesta tai määräyksestä
	Maahantuojaja



FUJIMORI KOGYO CO., LTD.
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-0002 Japan



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



EU Importer
MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of FUJIMORI KOGYO CO., LTD.

©2022 FUJIMORI KOGYO CO., LTD.

All rights reserved

