

PL Chip Reservoir set Ένθετο πακέτου

Περιέχει εξαρτήματα για χρήση με το PL Chip

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Το PL Chip Reservoir set περιέχει εξαρτήματα για χρήση με το PL Chip.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Το PL Chip Reservoir set περιέχει εξαρτήματα μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται με το PL Chip για τη μέτρηση της πρωτογενούς αιμοστατικής ικανότητας δειγμάτων ολικού αίματος.

Για πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του PL Chip Reservoir set, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης PL Chip και το Εγχειρίδιο χρήστη του T-TAS 01.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ:

Το PL Chip Reservoir set περιέχει 100 σετ reservoirs, caps, και over-caps.

Είδος	Περιεχόμενα	Αριθμός καταλόγου
PL Chip Reservoir set	100 σετ	18003

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση.
- Μόνο για επαγγελματική χρήση.
- Τα χρησιμοποιημένα reservoirs, caps και over-caps είναι δυνητικά μολυσματικά. Οι σωστές μέθοδοι χειρισμού και απόρριψης πρέπει να ακολουθούνται σύμφωνα με τους τοπικούς, πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς.
- Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτό το ένθετο συσκευασίας.
- Μη χρησιμοποιείτε υλικά που είναι λυγισμένα, παραμορφωμένα, σπασμένα ή περιέχουν ξένα σώματα.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ:

Αποθηκεύστε τα αχρησιμοποιήτα περιεχόμενα του PL Chip Reservoir set σε θερμοκρασία δωματίου. Μην αφαιρείτε τα reservoirs, caps ή τα over-caps από την τσάντα τους μέχρι να είναι έτοιμα για χρήση.

ΒΟΗΘΕΙΑ:

Για βοήθεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα σας.


ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ:

Σύμβολο	Ορισμός
	Μην επαναχρησιμοποιείτε
	Σήμα CE
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

Σύμβολο	Ορισμός
	Κωδικός παρτίδας
	Αριθμός καταλόγου
	Διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν <i>in vitro</i>
	Κατασκευαστής
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
	Περιέχει επαρκή για $< n >$ δοκιμές
	Αυτό το προϊόν περιορίζεται σε πώληση από ή κατόπιν εντολής εξουσιοδοτημένου επαγγελματία υγείας
	Εισαγωγέας



ZACROS Corporation
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-0002 Japan



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



EU Importer
MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of ZACROS Corporation

©2024 ZACROS Corporation

All rights reserved

