

Ελληνικά

PL Chip Reservoir set for T-TAS[®] 01 Ένθετο πακέτου

Περιέχει εξαρτήματα για χρήση με το PL Chip for T-TAS 01

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Το PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 περιέχει εξαρτήματα για χρήση με το PL Chip for T-TAS 01.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Το PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 περιέχει εξαρτήματα μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται με το PL Chip for T-TAS 01 για τη μέτρηση της πρωτογενούς αιμοστατικής ικανότητας δειγμάτων ολικού αίματος.

Για πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του PL Chip Reservoir set for T-TAS 01, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης PL Chip for T-TAS και το Εγχειρίδιο χρήστη του T-TAS 01.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ:

Το PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 περιέχει 100 σετ reservoirs, caps, και over-caps.

Είδος	Περιεχόμενα	Αριθμός καταλόγου
PL Chip Reservoir set for T-TAS 01	100 σετ	18003

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση.
- Μόνο για επαγγελματική χρήση.
- Τα χρησιμοποιημένα reservoirs, caps και over-caps είναι δυνητικά μολυσματικά. Οι σωστές μέθοδοι χειρισμού και απόρριψης πρέπει να ακολουθούνται σύμφωνα με τους τοπικούς, πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς.
- Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτό το ένθετο συσκευασίας.
- Μη χρησιμοποιείτε υλικά που είναι λυγισμένα, παραμορφωμένα, σπασμένα ή περιέχουν ξένα σώματα.




ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ:









Αποθηκεύστε τα αχρησιμοποίητα περιεχόμενα του PL Chip Reservoir set σε θερμοκρασία δωματίου. Μην αφαιρείτε τα reservoirs, caps ή τα over-caps από την τσάντα τους μέχρι να είναι έτοιμα για χρήση.

ΒΟΗΘΕΙΑ:

Για βοήθεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα σας.


ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ:

Σύμβολο	Ορισμός
	Μην επαναχρησιμοποιείτε
	Σήμα CE
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

	Κωδικός παρτίδας
	Αριθμός καταλόγου
	Διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν <i>in vitro</i>
	Κατασκευαστής
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
	Περιέχει επαρκή για $< n >$ δοκιμές
	Αυτό το προϊόν περιορίζεται σε πώληση από ή κατόπιν εντολής εξουσιοδοτημένου επαγγελματία υγείας
	Εισαγωγέας



FUJIMORI KOGYO CO., LTD.
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-0002 Japan



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



EU Importer
MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of FUJIMORI KOGYO CO., LTD.

©2022 FUJIMORI KOGYO CO., LTD.

All rights reserved

