

## Deutsch

### PL Chip Reservoir set for T-TAS<sup>®</sup>01 Packungsbeilage

Enthält Zubehör zur Verwendung mit dem PL Chip for T-TAS 01

#### VERWENDUNGSZWECK:

Der PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 enthält Zubehör zur Verwendung mit dem PL Chip for T-TAS 01.

#### ZUSAMMENFASSUNG:

Der PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 enthält Einwegzubehör, das zusammen mit dem PL Chip for T-TAS 01 zur Messung der primären hämostatischen Fähigkeit von Vollblutproben verwendet wird.

Weitere Einzelheiten zur Verwendung des PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 finden Sie in der Gebrauchsanweisung vom PL Chip for T-TAS und im Benutzerhandbuch für T-TAS 01.

#### BEREITGESTELLTE MATERIALIEN:

Der PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 enthält 100 Sätze von Reservoirs, Deckeln und Überkappen.

Punkt	Inhalt	Katalognummer
PL Chip Reservoir set for T-TAS 01	100 Sätze	18003

#### WARNUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN:

- Nur zur Verwendung für die In-vitro-Diagnostik.
- Nur zur Verwendung durch geschultes Fachpersonal.
- Gebrauchte Reservoirs, Deckel und Überkappen sind potenziell infektiös. Methoden zur ordnungsgemäßen Handhabung und Entsorgung sollten in Übereinstimmung mit lokalen, Länder- und Bundes-Vorschriften befolgt werden.
- Befolgen Sie sorgfältig die in dieser Packungsbeilage beschriebenen Anweisungen und Verfahren.
- Verwenden Sie keine Materialien, die verbogen, deformiert oder gebrochen sind oder Fremdkörper enthalten.







#### ANFORDERUNGEN AN LAGERUNG UND HANDHABUNG:






Bewahren Sie unbenutzte PL Chip Reservoir set bei Raumtemperatur auf. Nehmen Sie das Reservoir, die Deckel oder Überkappen erst dann aus dem Beutel, wenn sie zur Anwendung kommen.

#### UNTERSTÜTZUNG:

Zur Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler.


#### DEFINITION DER SYMBOLE:

Symbol	Definition
	Nicht wiederverwenden
	CE-Kennzeichnung
	Gebrauchsanweisung beachten
	Chargencode
	Bestellnummer
	In-vitro-Diagnostikum

Symbol	Definition
	Hersteller
	Bevollmächtigter in der Europäischen Union
	Enthält ausreichend Material für <n> Tests
	Dieses Produkt darf nur durch einen Arzt oder auf ärztliche Anordnung verkauft werden.
	Importeur



FUJIMORI KOGYO CO., LTD.  
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku,  
Tokyo 112-0002 Japan



Medical Device Safety Service GmbH  
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



EU Importer  
MedEnvoy  
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of FUJIMORI KOGYO CO., LTD.

©2022 FUJIMORI KOGYO CO., LTD.

All rights reserved

