

Italiano

PL Chip Reservoir set Foglietto illustrativo

Contiene accessori per l'utilizzo con il PL Chip

DESTINAZIONE D'USO:

Il PL Chip Reservoir set contiene accessori per l'utilizzo con il PL Chip.

SOMMARIO:

Il PL Chip Reservoir set contiene accessori monouso che vengono utilizzati con il PL Chip per misurare la capacità emostatica primaria di campioni di sangue intero.

Per ulteriori dettagli sull'uso del PL Chip Reservoir set, consultare le istruzioni per l'uso del PL Chip e il manuale d'uso del T-TAS 01.

MATERIALI INCLUSI:

Il PL Chip Reservoir set contiene 100 set di serbatoi, tappi e capsule.

Articolo	Contenuto	Numero di catalogo
PL Chip Reservoir set	100 set	18003

AVVERTENZE E PRECAUZIONI:

- Solo per uso diagnostico in vitro.
- Solo per uso professionale.
- I serbatoi, i tappi e le capsule usati sono potenzialmente infettivi. I metodi di trattamento e di smaltimento devono essere eseguiti in conformità con le normative locali, statali e federali.
- Seguire attentamente le istruzioni e le procedure descritte in questo foglietto illustrativo.
- Non utilizzare materiali piegati, deformati, rotti o contenenti corpi estranei.

REQUISITI DI CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO:

Conservare il contenuto del PL Chip Reservoir set non utilizzato a temperatura ambiente. Non rimuovere il serbatoio, i tappi o le capsule dalla loro confezione fino a quando non sono pronti per l'uso.

ASSISTENZA:

Per assistenza, contattare il distributore locale.

DEFINIZIONE DEI SIMBOLI:

Simbolo	Definizione
	Non riutilizzare
	Conformità Europea
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Codice lotto
	Numero di catalogo
	Per uso diagnostico <i>in vitro</i>
	Fabbricante

Simbolo	Definizione
	Rappresentante autorizzato dell'Unione Europea
	Contenuto sufficiente per $\langle n \rangle$ test
	Questo dispositivo è limitato alla vendita da parte di o su ordine di un operatore sanitario autorizzato
	Importatore



ZACROS Corporation
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-0002 Japan



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



EU Importer
MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of ZACROS Corporation

©2024 ZACROS Corporation

All rights reserved

