

Português

PL Chip Reservoir set Folheto informativo

Contém acessórios para uso com o PL Chip

USO PRETENDIDO:

O PL Chip Reservoir set contém acessórios para uso com o PL Chip.

RESUMO:

O PL Chip Reservoir set contém acessórios descartáveis que são usados com o PL Chip para medir a capacidade hemostática primária de amostras de sangue total.

Para detalhes adicionais sobre o uso do PL Chip Reservoir set, consulte as instruções de utilização do PL Chip e o Manual do Utilizador T-TAS 01.

MATERIAIS FORNECIDOS:

O PL Chip Reservoir set contém 100 conjuntos de reservoires, caps e over-caps.

Item	Conteúdo	Número de catálogo
PL Chip Reservoir set	100 conjuntos	18003

AVISOS E PRECAUÇÕES:

- Para ser utilizado apenas em diagnóstico in vitro.
- Apenas para uso profissional.
- Os reservoires, caps e over-caps usados são potencialmente infecciosos. Os métodos adequados de manuseamento e descarte devem ser seguidos de acordo com os regulamentos locais, estaduais e federais.
- Siga cuidadosamente as instruções e procedimentos descritos neste folheto informativo.
- Não use materiais dobrados, deformados, quebrados ou que contenham materiais estranhos.

REQUISITOS DE ARMAZENAGEM E MANUSEAMENTO:


Armazene o conteúdo do PL Chip Reservoir set não utilizado à temperatura ambiente. Não remova o reservoir, as caps ou over-caps da sua bolsa até que esteja pronto a utilizá-los.

ASSISTÊNCIA:

Para obter assistência, entre em contacto com o seu distribuidor local.


DEFINIÇÃO DE SÍMBOLOS:

Símbolo	Definição
	Não reutilize
	Marca CE
	Consulte as instruções de utilização

Símbolo	Definição
	Código do lote
	Número de catálogo
	Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>
	Fabricante
	Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Contém o suficiente para < n > testes
	Este produto está restringido à venda exclusiva por ou por ordem de um profissional de saúde licenciado
	Importador



ZACROS Corporation
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-0002 Japan



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



EU Importer
MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of ZACROS Corporation

©2024 ZACROS Corporation

All rights reserved

