

## Português

### PL Chip Reservoir set for T-TAS<sup>®</sup> 01 Folheto informativo

Contém acessórios para uso com o PL Chip for T-TAS 01

#### USO PRETENDIDO:

O PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 contém acessórios para uso com o PL Chip for T-TAS 01.

#### RESUMO:

O PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 contém acessórios descartáveis que são usados com o PL Chip for T-TAS 01 para medir a capacidade hemostática primária de amostras de sangue total.

Para detalhes adicionais sobre o uso do PL Chip Reservoir set for T-TAS 01, consulte as instruções de utilização do PL Chip for T-TAS e o Manual do Utilizador T-TAS 01.

#### MATERIAIS FORNECIDOS:

O PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 contém 100 conjuntos de reservoirs, caps e over-caps.

Item	Conteúdo	Número de catálogo
PL Chip Reservoir set for T-TAS 01	100 conjuntos	18003

#### AVISOS E PRECAUÇÕES:

- Para ser utilizado apenas em diagnóstico in vitro.
- Apenas para uso profissional.
- Os reservoirs, caps e over-caps usados são potencialmente infecciosos. Os métodos adequados de manuseamento e descarte devem ser seguidos de acordo com os regulamentos locais, estaduais e federais.
- Siga cuidadosamente as instruções e procedimentos descritos neste folheto informativo.
- Não use materiais dobrados, deformados, quebrados ou que contenham materiais estranhos.



#### REQUISITOS DE ARMAZENAGEM E MANUSEAMENTO:










Armazene o conteúdo do PL Chip Reservoir set não utilizado à temperatura ambiente. Não remova o reservoir, as caps ou over-caps da sua bolsa até que esteja pronto a utilizá-los.

#### ASSISTÊNCIA:

Para obter assistência, entre em contacto com o seu distribuidor local.


#### DEFINIÇÃO DE SÍMBOLOS:

Símbolo	Definição
	Não reutilize
	Marca CE

	Consulte as instruções de utilização
	Código do lote
	Número de catálogo
	Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>
	Fabricante
	Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Contém o suficiente para $< n >$ testes
	Este produto está restringido à venda exclusiva por ou por ordem de um profissional de saúde licenciado
	Importador



FUJIMORI KOGYO CO., LTD.  
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku,  
Tokyo 112-0002 Japan



Medical Device Safety Service GmbH  
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



EU Importer  
MedEnvoy  
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of FUJIMORI KOGYO CO., LTD.

©2022 FUJIMORI KOGYO CO., LTD.

All rights reserved

