

# **Português**

## **PL Chip Reservoir set Folheto informativo**

### **Contém acessórios para uso com o PL Chip**

#### **USO PRETENDIDO:**

O PL Chip Reservoir set contém acessórios para uso com o PL Chip.

#### **RESUMO:**

O PL Chip Reservoir set contém acessórios descartáveis que são usados com o PL Chip para medir a capacidade hemostática primária de amostras de sangue total.

Para detalhes adicionais sobre o uso do PL Chip Reservoir set, consulte as instruções de utilização do PL Chip e o Manual do Utilizador T-TAS.

#### **MATERIAIS FORNECIDOS:**

O PL Chip Reservoir set contém 100 conjuntos de reservoirs, caps e over-caps.

| Item                  | Conteúdo      | Número de catálogo |
|-----------------------|---------------|--------------------|
| PL Chip Reservoir set | 100 conjuntos | 18003              |

#### **AVISOS E PRECAUÇÕES:**

- Para ser utilizado apenas em diagnóstico in vitro.
- Apenas para uso profissional.
- Os reservoirs, caps e over-caps usados são potencialmente infecciosos. Os métodos adequados de manuseamento e descarte devem ser seguidos de acordo com os regulamentos locais, estaduais e federais.
- Siga cuidadosamente as instruções e procedimentos descritos neste folheto informativo.
- Não use materiais dobrados, deformados, quebrados ou que contenham materiais estranhos.

#### **REQUISITOS DE ARMAZENAGEM E MANUSEAMENTO:**

Armazene o conteúdo do PL Chip Reservoir set não utilizado à temperatura ambiente. Não remova o reservoir, as caps ou over-caps da sua bolsa até que esteja pronto a utilizá-los.

#### **ASSISTÊNCIA:**

Para obter assistência, entre em contacto com o seu distribuidor local.

#### **DEFINIÇÃO DE SÍMBOLOS:**

| Símbolo                                                                             | Definição                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Não reutilize                        |
|  | Marca CE                             |
|  | Consulte as instruções de utilização |

| Símbolo                                                                           | Definição                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Código do lote                                                                                          |
|  | Número de catálogo                                                                                      |
|  | Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>                                                       |
|  | Fabricante                                                                                              |
|  | Representante autorizado na Comunidade Europeia                                                         |
|  | Contém o suficiente para $< n >$ testes                                                                 |
|  | Este produto está restringido à venda exclusiva por ou por ordem de um profissional de saúde licenciado |
|  | Importador                                                                                              |



ZACROS Corporation  
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku,  
Tokyo 112-0002 Japan



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



MedEnvoy Global B.V.  
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of ZACROS Corporation.

©2024 ZACROS Corporation

All rights reserved

