

Nederlands

PL Chip Reservoir set Bijsluiter

Bevat accessoires voor gebruik met de PL Chip

BEOOGD GEBRUIK:

De PL Chip Reservoir set bevat accessoires voor gebruik met de PL Chip.

OVERZICHT:

De PL Chip Reservoir set bevat wegwerpbare accessoires die worden gebruikt met de PL Chip voor het meten van het primair hemostatisch vermogen van monsters van volledig bloed.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de PL Chip en de gebruikershandleiding van de T-TAS 01 voor meer informatie over het gebruik van de PL Chip Reservoir set.

MEEGELEVERDE MATERIALEN:

De PL Chip Reservoir set bevat 100 sets reservoirs, caps en over-caps.

Item	Inhoud	Catalogusnummer
PL Chip Reservoir set	100 sets	18003

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN:

- Uitsluitend bedoeld voor in-vitrodiagnostiek.
- Uitsluitend voor professioneel gebruik.
- Gebruikte reservoirs, caps en over-caps zijn mogelijk besmettelijk. De juiste methoden inzake omgang en verwijdering moeten worden gevolgd in overeenstemming met de lokale, provinciale en federale voorschriften.
- Volg de instructies en procedures die worden beschreven in deze bijsluiter zorgvuldig op.
- Gebruik geen materialen die verboden, vervormd, of kapot zijn, of die vreemde stoffen bevatten.

VEREISTEN VOOR OPSLAG EN OMGANG:

Bewaar de inhoud van een ongebruikte PL Chip Reservoir set bij kamertemperatuur. Verwijder de reservoirs, caps en over-caps niet uit hun zakje tot u klaar bent om deze te gebruiken.

ONDERSTEUNING:

Neem contact op met uw plaatselijke verdeler als u ondersteuning nodig hebt.


DEFINITIE VAN SYMBOLEN:

Symbool	Definitie
	Niet hergebruiken
	CE-markering
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Partijcode

Symbool	Definitie
	Catalogusnummer
	Medisch apparaat bedoeld voor <i>in-vitro</i> diagnostiek
	Fabrikant
	Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	Bevat voldoende voor $<n>$ tests
	Dit product mag uitsluitend door of op voorschrift van een bevoegde zorgverlener worden verkocht
	Importeur



ZACROS Corporation
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-0002 Japan



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



EU Importer
MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of ZACROS Corporation

©2024 ZACROS Corporation

All rights reserved

