

Dansk

PL Chip Reservoir set Indlægsseddel

Indeholder tilbehør til brug med PL Chip

TILSIGTET ANVENDELSE:

PL Chip Reservoir set indeholder tilbehør til brug med PL Chip.

SAMMENFATNING:

PL Chip Reservoir set indeholder engangstilbehør, der bruges sammen med PL Chip til måling af primær hæmostatisk evne i fuldblodsprøver.

Se PL Chip brugsanvisningen og T-TAS 01 brugermanualen for yderligere information om brugen af PL Chip Reservoir set.

MEDLEVERET UDSTYR:

PL Chip Reservoir set indeholder 100 sæt med reservoirs, caps og over-caps.

Vare	Indhold	Katalognummer
PL Chip Reservoir set	100 sæt	18003

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER:

- Kun til in vitro-diagnostisk brug.
- Kun til professionel brug.
- Brugte reservoirs, caps og over-caps er potentielt smitsomme. Håndtering og bortskaffelse bør udføres korrekt og i overensstemmelse med lokale og nationale regler.
- Følg omhyggeligt instruktionerne og procedurerne beskrevet i denne indlægsseddel.
- Brug ikke materialer, der er bøjedede, misformede, ødelagte eller som indeholder fremmedlegemer.

KRAV TIL OPBEVARING OG HÅNDTERING:

Opbevar ubrugt indhold fra PL Chip Reservoir set ved stuetemperatur. Fjern ikke reservoir, caps eller over-caps fra posen, før de er klar til brug.

HJÆLP:

Kontakt din lokale forhandler for at få hjælp.


DEFINITION AF SYMBOLER:

Symbol	Definition
	Må ikke genbruges
	CE-mærke
	Se brugsanvisningen
	Batchkode

Symbol	Definition
	Katalognummer
	<i>In vitro</i> -diagnostisk medicinsk udstyr
	Fabrikant
	Bemyndiget repræsentant i Det Europæiske Fællesskab
	Indholdet er tilstrækkeligt til $< n >$ tests
	Dette produkt er begrænset til salg af eller efter anvisning fra autoriseret sundhedspersonale
	Importør



ZACROS Corporation
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-0002 Japan



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



EU Importer
MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of ZACROS Corporation

©2024 ZACROS Corporation

All rights reserved

