

## Dansk

### PL Chip Reservoir set for T-TAS<sup>®</sup> 01 Indlægsseddel

#### Indeholder tilbehør til brug med PL Chip for T-TAS 01

#### TILSIGTET ANVENDELSE:

PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 indeholder tilbehør til brug med PL Chip for T-TAS 01.

#### SAMMENFATNING:

PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 indeholder engangstilbehør, der bruges sammen med PL Chip for T-TAS 01 til måling af primær hæmostatisk evne i fuldblodsprøver.

Se PL Chip for T-TAS brugsanvisningen og T-TAS 01 brugermanualen for yderligere information om brugen af PL Chip Reservoir set for T-TAS 01.

#### MEDLEVERET UDSTYR:

PL Chip Reservoir set for T-TAS 01 indeholder 100 sæt med reservoirs, caps og over-caps.

Vare	Indhold	Katalognummer
PL Chip Reservoir set for T-TAS 01	100 sæt	18003

#### ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER:

- Kun til in vitro-diagnostisk brug.
- Kun til professionel brug.
- Brugte reservoirs, caps og over-caps er potentielt smitsomme. Håndtering og bortskaffelse bør udføres korrekt og i overensstemmelse med lokale og nationale regler.
- Følg omhyggeligt instruktionerne og procedurerne beskrevet i denne indlægsseddel.
- Brug ikke materialer, der er bøjeede, misformede, ødelagte eller som indeholder fremmedlegemer.




#### KRAV TIL OPBEVARING OG HÅNDTERING:









Opbevar ubrugt indhold fra PL Chip Reservoir set ved stuetemperatur. Fjern ikke reservoir, caps eller over-caps fra posen, før de er klar til brug.

#### HJÆLP:

Kontakt din lokale forhandler for at få hjælp.


#### DEFINITION AF SYMBOLER:

Symbol	Definition
	Må ikke genbruges
	CE-mærke
	Se brugsanvisningen

	Batchkode
	Katalognummer
	<i>In vitro</i> -diagnostisk medicinsk udstyr
	Fabrikant
	Bemyndiget repræsentant i Det Europæiske Fællesskab
	Indholdet er tilstrækkeligt til $< n >$ tests
	Dette produkt er begrænset til salg af eller efter anvisning fra autoriseret sundhedspersonale
	Importør



FUJIMORI KOGYO CO., LTD.  
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku,  
Tokyo 112-0002 Japan



Medical Device Safety Service GmbH  
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



EU Importer  
MedEnvoy  
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of FUJIMORI KOGYO CO., LTD.

©2022 FUJIMORI KOGYO CO., LTD.

All rights reserved

